

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Technicien hospitalier

Informations sur le concours

Publié le :	08-04-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	4
Date du concours :	16-06-2025
A propos du poste :	

1 poste Domaine Hygiène et Sécurité, Spécialité Sécurité des biens et des personnes

1 poste Domaine Reprographie, dessin et documentation, Spécialité Documentation

2 postes Domaine Logistique et Activités hôtelières, Spécialité Logistique d'approvisionnement.

Informations sur l'établissement

Nom :	CENTRE HOSPITALIER CHALON SUR SAONE WILLIAM MOREY
Ville :	71100 Chalon-sur-Saône
Site Web :	http://www.ch-chalon71.fr

Pour candidater

Date limite de candidature :	07-05-2025
Conditions de candidature :	

Peuvent faire acte de candidature, les titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007, correspondant à l'une des spécialités du concours.

Pièces à fournir :

Le dossier de candidature à fournir comporte :

- Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique la spécialité pour laquelle il souhaite concourir ;

- Un curriculum vitae détaillé sur papier libre mentionnant notamment les formations suivies ;
- Une copie des titres de formation/diplômes/certifications ou équivalences dont il est titulaire ;
- Une copie de la carte nationale d'identité/du livret de famille ou de la carte de ressortissant de l'un des états membres de l'Union Européenne
- Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé.

Le concours externe sur titres est constitué d'une phase d'admissibilité et d'une épreuve d'admission :

- la phase d'admissibilité consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours.

Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l'adéquation de la formation reçue à la spécialité pour laquelle concourt le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles

- l'épreuve d'admission consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury se décomposant :
 - en une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un technicien hospitalier notamment dans la spécialité dans laquelle il concourt (durée : 5 mn)
 - en un échange avec le jury comportant des questions techniques relatives à la spécialité dans laquelle il concourt (durée 25 mn).

La durée totale de l'épreuve est de 30 mn.

Mail pour l'envoi des candidatures :

sylviane.poirat@ch-chalon71.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Centre Hospitalier William Morey
 Direction des Ressources Humaines
 4 rue Capitaine Drillien
 71100 CHALON SUR SAONE