

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	15-04-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Date du concours :	24-06-2025
A propos du poste :	

Poste 1 : Réaliser le traitement du linge de l'établissement (grand plat, petit plat, linge des Résidents, vêtements professionnels...) selon les standards de qualité requis, en utilisant des matériels ou des chaînes de matériels adaptés et en contrôler l'acheminement dans les circuits de distribution.

Poste 2 : Gérer les stocks physiques de matières et produits. Réaliser le chargement, transport et livraison de biens, de matériels et de produits alimentaires et de diverses natures en appliquant les consignes données. Définir et mettre en œuvre le plan d'approvisionnement, assurer les commandes, la réception, le stockage, la préparation et la distribution des marchandises et des produits nécessaires aux utilisateurs, en optimisant les stocks.

Informations sur l'établissement

Nom : EHPAD Départemental du Creusot

Ville : 71200 Le Creusot

Pour candidater

Date limite de candidature : 15-06-2025

Conditions de candidature :

Aucune condition de titres ou diplômes n'est exigée.

Les candidats devront remplir les conditions énumérées aux articles 5 et 5bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Pièces à fournir :

Les dossiers de candidature devront comporter :

- Une lettre de candidature,

- Un curriculum vitae détaillé incluant le niveau d'étude, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Mail pour l'envoi des candidatures :

m.martinez@ehpad-dep71.fr