

## Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

### Technicien hospitalier

#### Informations sur le concours

Publié le :	24-04-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Date du concours :	24-06-2025
A propos du poste :	

Un concours externe sur titres pour le recrutement d'un technicien hospitalier spécialité : réalisation de travaux de tous corps d'état est ouvert à l'EPSM Lille-Métropole d'Armentières afin de pourvoir 1 poste vacant.

#### Informations sur l'établissement

Nom :	EPSM Lille Métropole
Ville :	59280 Armentières
Site Web :	<a href="https://www.ghtpsy-npdc.fr/lepsm-lille-metropole">https://www.ghtpsy-npdc.fr/lepsm-lille-metropole</a>

#### Pour candidater

Date limite de candidature :	24-05-2025
Conditions de candidature :	

Peuvent faire acte de candidature, les personnes titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente correspondant à la spécialité recherchée.

Le concours externe sur titres sera constitué d'une phase d'admissibilité et d'une épreuve d'admission.

La phase d'admissibilité consistera en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours.

Le jury examinera les titres de formation en tenant compte de l'adéquation de la formation reçue à la spécialité pour laquelle concourt le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles.

Les candidats retenus par le jury à l'issue de l'examen des dossiers seront inscrits sur une liste d'admissibilité établie par ordre alphabétique.

Les candidats admissibles seront convoqués par courrier à l'épreuve d'admission.

L'épreuve d'admission consistera en un entretien à caractère professionnel avec le jury se décomposant :

en une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un technicien hospitalier notamment dans la spécialité dans laquelle il concourt (durée de l'exposé par le candidat : 5 minutes) ;

en un échange avec le jury comportant des questions techniques relatives à la spécialité dans laquelle il concourt (durée : 25 minutes au plus).

La durée totale de l'épreuve est de 30 minutes (coefficient 2).

Le programme de cette épreuve correspond au programme des baccalauréats technologique ou professionnel ou diplômes homologués au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle correspondant à la spécialité.

Pièces à fournir :

Le dossier de candidature comportant les pièces suivantes :

- une demande d'admission à concourir,
- un curriculum vitae détaillé mentionnant notamment les actions de formations suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi,
- Copie des diplômes, des titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire
- Une photocopie de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne

Doit être adressé, le cachet de la poste faisant foi, ou remis pour le 24 mai 2025 à Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales de l'EPSM Lille-Métropole – DRHRS - BP 10 - 59487 Armentières Cedex.

Mail pour l'envoi des candidatures : [sabine.fagoo@ghttpsy-npdc.fr](mailto:sabine.fagoo@ghttpsy-npdc.fr)

Adresse postale pour l'envoi des candidatures

104 rue du Général Leclerc - BP 10 - 59487 ARMENTIERES  
CEDEX