

Aide-soignant et auxiliaire de puériculture

Informations sur le concours

Publié le :	28-04-2025
Filière :	Filière soins
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Date du concours :	23-06-2025
A propos du poste :	

Missions :

- A.S. développe et met en oeuvre le projet individuel du résident. Il est le référent d'un ou plusieurs résidents.
- Il aide les adultes handicapés dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne. En collaboration avec l'infirmier, il dispense des soins de prévention, d'hygiène et de confort et relationnels pour préserver ou restaurer le bien-être et l'autonomie du résident.
- Il réalise des activités de vie sociale à destination des résidents.
- Il travaille en lien avec ses collègues et les professionnels des autres unités pour garantir la cohésion et la continuité du service, y compris dans une mutualisation des ressources.

Activités principales :

- Accompagnement et prise en charge des résidents :
- Soins d'hygiène et de confort à la personne
- Aide et accompagnement aux activités quotidiennes (repas, toilette, habillage...)
- Entretien de l'environnement immédiat du résident et réfection des lits
- Aide de l'infirmier dans la réalisation des soins
- Accompagnement du résident dans ses consultations médicales et para médicales - Observation, recueil et transmission de données relatives à l'état de santé et au comportement des résidents
- Animations ludiques et éducatives en vue de stimuler les capacités relationnelles, intellectuelles, physiques et sociales des résidents.
- Accueil des familles des résidents et transmission d'informations relatives à la prise en charge
- Transmission des observations par oral et par écrit dans le dossier informatisé du résident pour maintenir la continuité de la prise en charge

- Réalisation et mise en œuvre du projet individuel du résident
- Participation aux réunions d'équipe et de service (synthèses, réunions organisationnelles, réunions transversales)
- Entretien du matériel et transmission des besoins
- Utiliser les techniques de manutention et les règles de sécurité pour l'installation et la mobilisation des résidents
- Participation à la vie du service
- Prise de connaissance des documents écrits (projet de service, projet individuel des résidents, compte- rendus de réunion...)
- Inscription dans les réflexions menées sur l'amélioration de la qualité des prestations et des activités de la Maison d'Accueil Spécialisée
- Participation aux actions de formation organisées dans le cadre du service
- Participation à la formation des stagiaires, et de façon plus spécifique à l'encadrement des étudiants aides-soignants, aux mises en situation professionnelles et à leur évaluation.

Profil recherché Compétences :

- Avoir un comportement attentif et bienveillant envers les résidents
- Savoir observer et transmettre
- Savoir travailler en équipe avec les différents acteurs
- Faire preuve de capacités d'adaptation
- Etre capable de prendre des initiatives
- Savoir remettre en cause ses pratiques et s'adapter aux évolutions de la prise en charge - S'inscrire dans une démarche de réactualisation des com

Informations sur l'établissement

Nom : MAS LES ALOUETTES

Ville : 51000 Châlons-en-Champagne

Pour candidater

Date limite de candidature : 16-06-2025

Conditions de candidature :

diplôme DEAS

Pièces à fournir :

une lettre de candidature et un curriculum-vitae détaillé incluant les formations suivies et les emplois occupés et en précisant la durée ; copie des diplômes ; copie du livret de famille ou de la carte d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne.

Mail pour l'envoi des candidatures :

d.guerin@mas-lesalouettes.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Madame la Directrice

MAS LES ALOUETTES

4 RUE MAURICE RENARD

51 000 CHALONS EN CHAMPAGNE