

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	26-05-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Date du concours :	24-07-2025
A propos du poste :	

Grade : agent d'entretien qualifié

Quotité : Temps plein

Service : Service technique

Informations sur l'établissement

Nom : EHPAD DR JP TOUCAS

Ville : 63700 Montaigut-en-Combraille

Pour candidater

Date limite de candidature : 27-06-2025

Conditions de candidature :

BACCALAURÉAT DU BÂTIMENT

AU MOINS 5 ANS D'EXPÉRIENCE DONT 2 ANS EN EHPAD

Pièces à fournir :

Pièce d'identité, diplôme, casier judiciaire vierge, lettre de motivation, Curriculum vitae

Mail pour l'envoi des candidatures : ehpad.direction.montaigut@orange.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

EHPAD DR JP TOUCAS 10 RUE SAINT ROCH 63700 MONTAIGUT EN COMBRAILLE

