

### Agent d'entretien qualifié (C1)

#### Informations sur le concours

Publié le :	05-06-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Date du concours :	08-09-2025
A propos du poste :	

Un recrutement sans concours pour l'accès au grade d'Agent d'entretien qualifié est ouvert au sein du Centre Hospitalier de Béthune Beuvry : 2 postes à pouvoir.

Les agents d'entretien qualifiés sont appelés à exécuter des travaux ouvriers, en vue notamment d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité. Les membres du corps des personnels ouvriers peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transport en commun, s'ils sont titulaires, en fonction des besoins des établissements, des permis de conduire des catégories A, B, C et D en cours de validité et sous réserve de la réussite à un examen psychotechnique présenté devant l'un des organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la santé. Les conducteurs de véhicule sont soumis à des examens médicaux périodiques qui conditionnent la validité des permis de conduire requis. Ils peuvent en outre participer au dispositif de sécurité et d'incendie, assurer la conduite d'engins de traction mécanique et être chargés de toute mission entrant dans le champ de compétences des services logistiques.

#### Informations sur l'établissement

Nom :	Centre Hospitalier de Béthune-Beuvry
Ville :	62400 Béthune
Site Web :	<a href="https://www.google.com/url?esrc=s&amp;q=&amp;rct=j&amp;sa=U&amp;url=http://www2.ch-bethune.fr/&amp;ved=2ahUKEwiaup_c7IT5AhUigHMKHe3WD3QQFnoECAgQAg&amp;usg=AOvVaw1mnyc5o55xhABNIBO8nK4U">https://www.google.com/url?esrc=s&amp;q=&amp;rct=j&amp;sa=U&amp;url=http://www2.ch-bethune.fr/&amp;ved=2ahUKEwiaup_c7IT5AhUigHMKHe3WD3QQFnoECAgQAg&amp;usg=AOvVaw1mnyc5o55xhABNIBO8nK4U</a>

#### Pour candidater

Date limite de candidature :	18-08-2025
Conditions de candidature :	

Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée dans le cadre de ce recrutement sans concours.

Pièces à fournir :

Les candidatures, sous forme de dossiers reliés, sont à adresser en 3 exemplaires.

Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :

une lettre de motivation, datée et signée ;

un curriculum vitae détaillé, indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ;

une copie d'un justificatif d'identité (carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité) ;

un avis sur la manière de servir (document à réclamer à son encadrement).

Mail pour l'envoi des candidatures :

[xmarquis@ch-bethune.fr](mailto:xmarquis@ch-bethune.fr)

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Centre Hospitalier de Béthune Beuvry

Direction des Ressources Humaines

Service carrières

27, rue Delbecque CS 10809

62408 BETHUNE CEDEX