

## Agent d'entretien qualifié (C1)

### Informations sur le concours

Publié le :	11-06-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	4
Date du concours :	24-09-2025
A propos du poste :	

Un recrutement sans concours est organisé au Centre Hospitalier Intercommunal de TOULON – LA SEYNE SUR MER afin de pourvoir 4 postes d'Agents d'entretien qualifiés dont :

- 3 postes pour le Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer
- 1 poste pour le Centre Hospitalier d'Hyères

### Informations sur l'établissement

Nom :	CHITS
Ville :	83100 Toulon
Site Web :	<a href="http://www.ch-toulon.fr">http://www.ch-toulon.fr</a>

### Pour candidater

Date limite de candidature : 14-08-2025

Conditions de candidature :

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée

Pièces à fournir :

lettre de motivation sous les références « Recrutements sans concours AEQ 2025 » + curriculum vitae

Mail pour l'envoi des candidatures : [sandrine.fiorentino@ch-toulon.fr](mailto:sandrine.fiorentino@ch-toulon.fr)

Adresse postale pour l'envoi des  
candidatures :

Monsieur le Directeur

Centre Hospitalier Intercommunal de Toulon – La Seyne / Mer

Hôpital Sainte-Musse

Pôle des Ressources Humaines – Recrutements sans concours 2025  
AEQ

54 rue Sainte claire Deville – C.S. 31412

83056 TOULON CEDEX