



Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	01-10-2025	
Filière:	Filière technique	
Catégorie :	С	
Type(s) de concours :	Sans concours	
Voie(s) d'accès :	Interne	
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1	
Adresse d'envoi email des candidatures :	l.balicour@epmsf.fr	
Date du concours :	12-12-2025	
Informations sur l'établissement		
Nom: EPMS		
Ville: 76400 Fécamp		
Pour candidater		
Date limite de candidature :		30-10-2025
Conditions de candidature :		
Remplir les conditions générales d'accès à la Fonction Publique Hospitalière (nationalité, jouissance des droits civiques, obligations militaires, casier judiciaire compatible).		
Aucun diplôme spécifique n'est exigé, mais une expérience dans le domaine technique ou de maintenance est appréciée.		
Pièces à fournir :		
Curriculum Vitae actualisé. Lettre de motivation. Copie des diplômes ou attestations de formation en lien avec la technique/maintenance (si existants, même si nor obligatoires).		
Mail pour l'envoi des candidatures :		I.balicour@epmsf.fr
Adresse postale pour l'envoi des candidatures :		CHEMIN SAINT JACQUES

76400 FECAMP

BP 197