



## Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

## Agent d'entretien qualifié (C1)

## Informations sur le concours

Publié le :	02-10-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	С
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	
Date du concours :	12-12-2025
nformations sur l'établissement	
Nom: EHPAD LES GENETS D'OR	
Ville: 42660 Saint-Genest-Malifaux	
Pour candidater	
Date limite de candidature :	01-12-2025
Conditions de candidature :	
AUCUNE	
Pièces à fournir :	
Composition du dossier :	
Une lettre manuscrite précisant les motivations	
Un Curriculum Vitae (CV) détaillé précisant :	
- les formations initiales (diplôme ou niveau)	
- le cas échéant, l'emploi actuel et les emplois antérieurs si besoin : préciser la durée	
- le cas échéant, les actions de formation contir	nue suivies : préciser la durée
Une photocopie de(s) diplôme(s) obtenu(s);	

Une attestation de service militaire ou de la journée défense et citoyenneté

Une photocopie de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne
Une photocopie du livret de famille le cas échéant;

Les dossiers de candidature devront être expédiés en recommandé avec accusé de réception ou déposés au secrétariat en main propre et contre signature au plus tard le 01 Décembre 2025 à l'adresse suivante :

EHPAD Les Genêts d'Or

A l'attention de Mme VIVIER Marion

3 Bis rue de la Font du Nais

42660 ST GENEST MALIFAUX

St Genest Malifaux, le 01/10/2025

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

EHPAD LES GENETS D OR 3 BIS RUE DE LA FONT DU NAIS 42660 ST GENEST MALIFAUX