

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Moniteur éducateur

Informations sur le concours

Publié le :	03-10-2025
Filière :	Filière socio-éducative
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	c.huet@epms-belna.fr
Date du concours :	10-12-2025
A propos du poste :	

Un concours externe sur titres permettant l'accès au premier grade du corps des moniteurs-éducateurs est ouvert à l'Établissement public médico-social Belna – 22210 Plémet, et plus précisément au sein du Foyer d'hébergement Théo Angoujard accueillant des adultes en situation de handicap.

Informations sur l'établissement

Nom : c.huet@epms-belna.fr
Ville : 22210 Plémet

Pour candidater

Date limite de candidature : 02-11-2025
Conditions de candidature :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur ou aux titulaires d'un diplôme reconnu équivalent par la commission instituée par le décret du 13 février 2007.

Pièces à fournir :

Une lettre de candidature établissant sur papier libre la demande d'admission à concourir

Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies, accompagné éventuellement d'attestations d'emploi

Une photocopie du livret de famille ou de la carte d'identité ou autre justificatif de la nationalité française

Une photocopie de la carte d'identité ou du passeport pour les candidats des ressortissants des pays de l'union européenne ou de la Suisse

Un justificatif de la position au regard du service national (candidats masculins nés avant le 1er janvier 1979) ou attestation de participation à la journée d'appel à la défense (candidats homme ou femme nés après le 31 décembre 1978),

Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires,

Une copie récente du bulletin n° 2 du casier judiciaire,

Un certificat médical établi par un médecin agréé d'aptitude à l'emploi,

Pour les personnes handicapées :

o Une photocopie de la notification de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en cours de validité établie par la commission des droits et de l'autonomie

o Un certificat médical délivré par un médecin agréé attestant la compatibilité du handicap avec l'emploi postulé et déterminant les aménagements à prévoir

Mail pour l'envoi des candidatures :

c.huet@epms-belna.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Epms Belna - 119 Belna - 22210 PLEMET