

Ingénieur hospitalier

Informations sur le concours

Publié le :	08-10-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	A
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Examen professionnel - concours pour avancement de grade
Nombre de postes offerts par l'établissement :	3
Adresse d'envoi email des candidatures :	
Date du concours :	04-12-2025
A propos du poste :	
Spécialité Ingénierie	

Informations sur l'établissement

Nom :	Centre Hospitalier de Bar-le-Duc Fains-Véel
Ville :	55000 Bar-le-Duc
Site Web :	https://ght-coeurgrandest.fr/les-etablissements/ch-de-bar-le-duc/

Pour candidater

Date limite de
candidature : 04-11-2025

Conditions de candidature :

Poste à pourvoir au choix par un examen professionnel ouvert aux membres du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers ainsi que du corps des techniciens hospitaliers et techniciens supérieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris justifiant d'au moins huit années de services effectifs dans leur corps.

Pièces à fournir :

Le dossier du candidat, pour être recevable, devra impérativement comporter les pièces ci-après :

- Diplômes ou certificats dont il est titulaire ;

- Curriculum Vitae dactylographié, le cas échéant accompagné d'attestations d'emploi ;
- Un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix ;
- Un rapport présenté par le supérieur hiérarchique du candidat ou, le cas échéant, par le directeur de l'établissement dans lequel le candidat est en fonctions.

Adresse postale
pour l'envoi des
candidatures :

Par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, à Madame la Directrice des
Ressources Humaines du Centre Hospitalier Bar-le-Duc Fains-Véel – 1, Boulevard d'Argonne
– 55012 BAR LE DUC CEDEX.