

Publié le :



Portail des concours

22-10-2025

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Aide-soignant et auxiliaire de puériculture

Informations sur le concours

Les savoirs êtres :

Filière :		Filière soins
Catégorie :		В
Type(s) de concours :		Sur titres
Voie(s) d'accè	s:	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :		2
Adresse d'envoi email des candidatures :		secretariat@ehpadlafourcade.com
Date du conco	urs:	16-12-2025
A propos du po	oste:	
1. Prérequis	S	
L'exercice de la profession est soumis à l'obtention du Diplôme d'Etat d'Aide-soignant, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, ou du diplôme professionnel d'aide-soignant.		
L'AS réalise des soins en collaboration avec l'IDE, dans le cadre de son rôle propre et sous son autorité, comme défini par les articles R. 4311-3 à 4311-5 du Code de Santé Publique.		
2. Hiérarchi	ie	
L'AS est placé(e) sous l'autorité directe du Cadre de Santé et de la Directrice, et travaille sous la supervision de l'IDE		
L'AS est en relations fonctionnelles avec l'ensemble de l'équipe (personnel de soins, équipe de cuisine, fonctions supports, personnel administratif).		
3. Missions	principales du poste	
Dispenser, en	collaboration avec l'infirmier et sous sa responsabilité	e, des soins de prévention, de maintien, de relation

et d'éducation à la santé pour préserver et restaurer l'état de santé, le bien-être et l'autonomie de la personne.

Capacité d'écoute vis-à-vis des Résidents, des collègues et de la hiérarchie

Le sens de l'initiative et l'esprit d'équipe pour assurer la meilleure organisation de travail possible

Discrétion professionnelle et adaptabilité aux évènements imprévus

Professionnalisme, rigueur et efficacité

Respect d'autrui et des règles édictées par l'institution

Activités

· Soins techniques et relationnels

Accueillir la personne et son entourage.

Accompagner la personne dans la réalisation des actes de la vie quotidienne en veillant à sa sécurité.

Evaluer les besoins de la personne concernant ses vêtements et ses affaires personnelles, transmettre l'information et assurer le suivi.

Surveiller l'état de santé de la personne.

Mesurer les paramètres vitaux.

Aider l'IDE pour la réalisation des soins.

Observer le bon fonctionnement des dispositifs médicaux.

Transmettre des informations et des données cliniques à l'IDE.

Réaliser des soins d'hygiène et de confort conformément au plan de soins.

Entretenir l'environnement immédiat de la personne et assurer la réfection du lit.

Entretenir, nettoyer et ranger les matériels spécifiques à son domaine d'activité.

Participer à l'élaboration et la mise en œuvre du projet personnalisé (PASI).

Accompagnement relationnel des personnes atteintes de troubles cognitifs et/ou troubles du comportement en favorisant la stimulation des capacités cognitives ; accompagnement de leurs proches.

Gestion et organisation des soins

Travailler en collaboration avec l'équipe pluridisciplinaire.

Gérer les stocks des matériel spécifiques à son domaine d'activité, assurer leur suivi (bon fonctionnement, conditions de stockage, péremption), réaliser les commandes.

Réaliser des transmissions ciblées.

Participer aux staffs et aux différentes réunions de service.

Encadrement et formation

Accueillir et former les nouveaux personnels.

Accueillir et encadrer les professionnels en formation.

S'engager dans une démarche de formation continue et de développement des compétences.

6. Compétences requises

Evaluer la situation clinique d'une personne, dans le cadre de son domaine de compétence.

Accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens.

Evaluer le degré d'autonomie d'une personne et adapter sa pratique professionnelle en conséquence.

Adapter son comportement et sa communication aux personnes présentant des troubles cognitifs et/ou comportementaux.

Organiser son travail au sein d'une équipe pluriprofessionnelle.

Analyser et transmettre des informations pour assurer la continuité des soins.

Entretenir, nettoyer les locaux et le matériel en respectant les recommandations de bonne pratique.

Utiliser les techniques de manutention adaptées.

Encadrer et évaluer des professionnels en formation.

Informations sur l'établissement

Nom: EHPAD Léon Lafourcade

Ville: 40390 Saint-Martin-de-Seignanx

Site Web: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057591363216

Pour candidater

Date limite de candidature : 21-11-2025

Conditions de candidature :

Peuvent se présenter les candidat.e.s remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique hospitalière :

- Jouir de ses droits civiques
- Être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen
- Ne pas avoir de mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire incompatibles avec l'exercice de ces fonctions
- N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction
- Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'Armée ou de la Journée d'Appel de Préparation à la Défense.

Pièces à fournir :

Le dossier de candidature comprendra :

- Une lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae

- Une photocopie du Diplôme d'Etat d'Aide-Soignant
- Une copie du livret de famille
- Un état des services militaires
- Une copie de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'UE

- Les attestations de stages, formation, etc...

Mail pour l'envoi des candidatures : secretariat@ehpadlafourcade.com

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : EHPAD Léon Lafourcade

101 impasse gascogne

40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX