

Assistant socio-éducatif

Informations sur le concours

Publié le :	27-10-2025
Filière :	Filière socio-éducative
Catégorie :	A
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	aline.tanquerel@epms14.fr
Date du concours :	16-12-2025
A propos du poste :	

Coordination des équipes d'encadrants, maitresse de maison, et équipe médicale

Organisation des sorties/activités/rendez-vous médicaux

Organisation et coordination du fonctionnement de la maison (repas, mouvement, encadrement...)

Animation de certaines activités en lien avec les encadrants, et accompagnements ponctuels à des rendez-vous médicaux

Suivi des transmissions et informations présents dans le logiciel de soins et d'accompagnement

Assure une veille concernant d'éventuelles situations à risque dans l'accompagnement des résidents et la dynamique d'équipe

Elaboration, mise en oeuvre et suivi des projets personnalisés

Collaboration avec les différents professionnels intervenant auprès du résident

Accompagnement des référents dans la préparation, l'élaboration et l'évaluation des PAP

Finalisation de la synthèse et des objectifs du projet, en lien avec les référents

Intégration du PAP dans le logiciel de soins et d'accompagnement

Supervision de la mise en oeuvre du PAP

Gestion du budget des résidents en lien avec les référents et le PAP

Suivi des relations des résidents avec leur environnement social et familial

Participation à la vie institutionnelle

Participation et co-animation au besoin des réunions de maison et des réunions de projet

Participation aux réunions de coordination de service et réunions institutionnelles

Accompagnement des stagiaires auprès du stagiaire et de l'équipe encadrante

Missions spécifiques LCA et polyhandicap

Accompagnement hebdomadaire du déjeuner des résidents sur la maison

Articulation, en lien avec l'équipe, de la dimension éducative et médicale/nursing

Participation aux consultations de rééducation annuelle des résidents

Accueil temporaire LCA

Missions spécifiques TSA

Relais si nécessaire dans l'accompagnement des comportements problème

Présence hebdomadaire aux transmissions

Connaissances

Connaissances sur le handicap adulte, la déficience, les pathologiques psychiques+

Connaissance du public accueilli avec lequel il travaille (TSA, LCA, polyhandicap)

Informations sur l'établissement

Nom : EPMS MER ET BOCAGE

Ville : 14470 Graye-sur-Mer

Pour candidater

Date limite de candidature : 26-11-2025

Conditions de candidature :

§ Etre de nationalité française ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen,

§ Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité,

§ Remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction,

§ Se trouver en position régulière au regard du code du service national

§ Etre titulaire du diplôme,

§ Etre titulaire du permis de conduire,

Pièces à fournir :

§ Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre

§ Une lettre de motivation,

§ Un curriculum vitae détaillé mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi,

§ Une copie conforme des titres de formation, certifications et équivalences, notamment ceux requis pour le concours concerné,

§ Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne,

§ Pour les candidats ayant moins de 25 ans une pièce attestant leur situation au regard du code du service national

§ Le cas échéant, un état signalétique des services publics exercés auparavant accompagné de la fiche du poste occupé,

§ Les écrits professionnels, rapports, notes, susceptibles d'apporter du crédit à votre candidature

§ Une copie du permis de conduire,

Mail pour l'envoi des candidatures :

aline.tanquerel@epms14.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

EPMS MER ET BOCAGE

Route du vallon

14470 GRAYE SUR MER