

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Technicien hospitalier de 2e classe - Technicien supérieur hospitalier

Informations sur le concours

Publié le :	10-11-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur épreuves
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	cellule.concours@chu-reunion.fr
Date du concours :	08-01-2026
A propos du poste :	

TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER DE 2EME CLASSE - SPECIALITE : CONTRÔLE, GESTION, INSTALLATION ET MAINTENANCE TECHNIQUE

NB : LA DATE DU CONCOURS EST DONNE A TITRE INDICATIF.

Informations sur l'établissement

Nom :	CHU DE LA REUNION
Ville :	97400 Saint-Denis
Site Web :	https://www.chu-reunion.fr

Pour candidater

Date limite de candidature :	07-12-2025
Conditions de candidature :	

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 correspondant à l'une des spécialités mentionnées aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers.

Pièces à fournir :

- Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre mentionnant votre numéro de matricule ;
- Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi
- les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents
- une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européennes ;
- Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accomplis leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code de service national ;
- Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche de poste occupé ;
- une demande d'extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2).

Mail pour l'envoi des candidatures :

cellule.concours@chu-reunion.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

CHU DE LA REUNION - SITE FELIX GUYON

DRH

ALLEE DES TOPAZES - CS 11021

97400 SAINT-DENIS