

Technicien hospitalier**Informations sur le concours**

Publié le :	17-11-2025
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	drh@hli-presquile.fr
Date du concours :	21-01-2026
A propos du poste :	

L'hôpital Intercommunal de La Presqu'île (HIPI) est un Hôpital public de santé de proximité en charge des activités de médecine, de rééducations, et médicosocial sur 2 sites distant de 13 km : site de Guérande et site du Croisic

L'offre en soins de l'HIPI de 614 lits et places est répartie entre un pôle sanitaire (6 LISP, 10 d'Addictologie, 49 de Médecine Polyvalente, 75 de SSR, 5 d'HTP SSR, 28 d'USLD, 14 d'Unité d'Hébergement Renforcé) et un département médicosocial (102 d'EHPAD, 4 d'Hébergement Temporaire, 147 places réparties au SSIAD 14 à l'ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer) et 6 places d'accueil de jour.

L'HIPI est en direction commune avec le Centre Hospitalier de Saint-Nazaire et de Savenay. Il fait partie du groupement Hospitalier de territoire 44 (GHT 44)

Missions principales :

Le responsable hôtelier planifie, organise et pilote l'ensemble des activités d'hôtellerie, de ménage, de lingerie et de bio nettoyage dans les structures sanitaires comme médico-sociales, mais en-dehors de l'Unité de Production Culinaire. Il s'assure du respect et de l'application des standards hôteliers de l'établissement et veille à la qualité du service rendu.

A ce titre, il supervise et contrôle la qualité de l'entretien des locaux et du rendu visuel des différents sites dans un souci de valorisation de l'image de marque de l'établissement. Il encadre et conseille les personnels des services contribuant à la prise en charge hôtelière : équipes ménage, lingerie, agents hôteliers, agents de plonge pour tout ce qui ne relève pas strictement de la production culinaire. Il participe à la formation du personnel des services sur les fonctions relevant de sa compétence et les mobilise dans le cadre d'une démarche qualité associant les patients, les résidents et les services de soins.

Il assure le suivi des prestations de blanchisserie, en lien avec les utilisateurs, l'encadrement, les directions fonctionnelles, et s'assure à ce titre de l'exécution correcte de chaque marché en lien avec les services économiques.

De même, il est l'interlocuteur des services supports (magasin, transport, services économiques, services techniques, ...) pour tout ce qui relève de la fonction hôtellerie appliquée en services.

Il assure la veille technologique et la notion de conseil pour tout ce qui relève de l'aspect hôtelier au sein de l'établissement.

Informations sur l'établissement

Nom : HOPITAL INTERCOMMUNAL DE LA PRESQU'ILE GUERANDE - LE CROISIC

Ville : 44350 Guérande

Site Web : <http://www.hli-presquile.fr/>

Pour candidater

Date limite de candidature : 17-12-2025

Conditions de candidature :

Peuvent se présenter, toutes les personnes titulaires d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le par le Code Général de la Fonction Publique et notamment l'article R.325-15, correspondant à la spécialité logistique et activités hôtelières.

Pièces à fournir :

Les dossiers de candidature doivent comporter :

1. Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre ;
2. Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;
3. Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ;
4. Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
5. Le cas échéant, un état signalétique du service militaire ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant de leur situation au regard du code du service national ;
6. Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;

Mail pour l'envoi des candidatures : drh@hli-presquile.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :
Monsieur le Directeur de l'Hôpital Intercommunal de la Presqu'Île
Direction des Ressources Humaines
Avenue Pierre de la Bouexière - BP 25419
44353 GUERANDE CEDEX