

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

| | |
|--|-------------------|
| Publié le : | 21-11-2025 |
| Filière : | Filière technique |
| Catégorie : | C |
| Type(s) de concours : | Sans concours |
| Voie(s) d'accès : | Interne, Externe |
| Nombre de postes offerts par l'établissement : | 6 |
| Adresse d'envoi email des candidatures : | |
| Date du concours : | 03-02-2026 |
| A propos du poste : | |

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS D'AGENTS D'ENTRETIEN QUALIFIÉS AU GHU PARIS PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES

Informations sur l'établissement

| | |
|------------|---|
| Nom : | GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences |
| Ville : | 75014 Paris |
| Site Web : | https://www.ghu-paris.fr/fr |

Pour candidater

| | |
|------------------------------|------------|
| Date limite de candidature : | 23-01-2026 |
| Conditions de candidature : | |

Conformément au décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, aucune condition de titre ou diplôme n'est exigée.

Pièces à fournir :

Les dossiers de candidatures doivent comporter :

- o Une lettre de candidature (portant la référence « recrutement sans concours AEQ » et présentant les motivations du candidat) ;
- o Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés ;

- o Un justificatif de nationalité française (ou UE).

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

GHU Paris psychiatrie & neurosciences

Direction des Ressources Humaines

Recrutement sans concours AEQ

1 rue Cabanis - 75014 PARIS