

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

| | |
|--|--------------------------|
| Publié le : | 26-01-2026 |
| Filière : | Filière technique |
| Catégorie : | C |
| Type(s) de concours : | Sans concours |
| Voie(s) d'accès : | Interne |
| Nombre de postes offerts par l'établissement : | 5 |
| Adresse d'envoi email des candidatures : | scaulier@ch-tourcoing.fr |
| Date du concours : | 10-04-2026 |
| A propos du poste : | |

Conformément aux dispositions du décret n° 2016-636 modifié du 19 mai 2016 il sera organisé au Centre Hospitalier de Tourcoing, un recrutement d'agents d'entretien qualifiés, destiné à pourvoir au sein de l'établissement, 5 postes à compter du 1er mai 2026.

Informations sur l'établissement

| | |
|------------|---|
| Nom : | CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING |
| Ville : | 59200 Tourcoing |
| Site Web : | https://www.ch-tourcoing.fr |

Pour candidater

Date limite de
candidature : 25-03-2026

Conditions de candidature :

Les agents d'entretien qualifiés seront recrutés après inscription sur une liste d'aptitude. Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

Pièces à fournir :

Le dossier des candidats doit impérativement comporter une lettre de motivation et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude, le contenu et la durée des formations suivies ainsi que les postes occupés en précisant la durée

Mail pour l'envoi des candidatures : scaulier@ch-tourcoing.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : Monsieur Escande, Directeur des Ressources Humaines Direction des Ressources Humaines 155, rue du Président Coty BP 619 59208 TOURCOING CEDEX