

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	23-03-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	10
Adresse d'envoi email des candidatures :	concours@cdef93.com
Date du concours :	24-06-2026
A propos du poste :	

Assurer l'entretien des locaux et des espaces de vie du public accueilli

Participer aux côtés de l'équipe éducative à l'accompagnement du public accueilli dans son champ d'intervention

Informations sur l'établissement

Nom : CDEF 93

Ville : 93000 Bobigny

Pour candidater

Date limite de candidature : 15-05-2026

Conditions de candidature :

Les candidats doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois publics, à savoir : être de nationalité française ou d'un état membre de l'Union Européenne, jouir de ses droits civiques, ne pas avoir de mentions incompatibles à l'exercice des fonctions sur le bulletin n°3 du casier judiciaire, se trouver en position régulière vis à vis du code du service national, remplir les conditions d'aptitude au plan médical, en particulier être à jour de ses vaccins. Aucune condition de titres ou de diplômes n'étant exigée, une sélection des candidats sera confiée à une commission, composée de trois membres, dont un sera extérieur à l'établissement. Après examen des dossiers de chaque candidat, la commission auditionnera ceux dont elle aura retenu la candidature

Pièces à fournir :

Fiche de renseignements

Une lettre de motivation

Un curriculum vitae

Des copies conformes des diplômes éventuels

Copie de la carte d'identité

Copie de la pièce attestant de la situation au regard du service national

Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n°3)

Mail pour l'envoi des candidatures :

concours@cdef93.com

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

CENTRE DÉPARTEMENTAL ENFANCES ET FAMILLES

Immeuble Européen-Hall A- 2ème étage

1/3 promenade Jean Rostand

93000 BOBIGNY