

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	13-05-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne, Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	magali.provensal@ch-saumur.fr
Date du concours :	04-09-2026
A propos du poste :	

Poste d'agent d'entretien qualifié tout service

Informations sur l'établissement

Nom : CENTRE HOSPITALIER

Ville : 49400 Saumur

Pour candidater

Date limite de candidature : 03-07-2026

Conditions de candidature :

Aucune condition de titre et de diplôme n'est exigée pour faire acte de candidature

Pièces à fournir :

Le dossier à transmettre par le candidat doit comporter :

- une lettre de motivation
- un curriculum vitae détaillé précisant les formations suivies
- les emplois occupés (préciser la durée pour chaque emploi)
- une photocopie de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne

Mail pour l'envoi des candidatures : magali.provensal@ch-saumur.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Direction des Ressources Humaines – Bureau des Carrières

Route de Fontevraud – BP 100 - 49403 SAUMUR CEDEX