

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	20-05-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	7
Adresse d'envoi email des candidatures :	a-prelon@ch.hopitauxduleman.fr
Date du concours :	21-09-2026

Informations sur l'établissement

Nom :	HOPITAUX DU LEMAN
Ville :	74200 Thonon-les-Bains
Site Web :	http://www.hopitauxduleman.fr

Pour candidater

Date limite de candidature : 15-08-2026

Conditions de candidature :

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée pour être candidat.

Pièces à fournir :

1° Une lettre de candidature,

2° Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Mail pour l'envoi des candidatures : a-prelon@ch.hopitauxduleman.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : Ressources Humaines des Hôpitaux du Léman – 3, avenue de la Dame - CS 20526 - 74203 THONON LES BAINS CEDEX