

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

| | |
|--|-------------------|
| Publié le : | 21-05-2026 |
| Filière : | Filière technique |
| Catégorie : | C |
| Type(s) de concours : | Sans concours |
| Voie(s) d'accès : | Externe |
| Nombre de postes offerts par l'établissement : | 20 |
| Adresse d'envoi email des candidatures : | |
| Date du concours : | 05-10-2026 |
| A propos du poste : | |

Les agents d'entretien qualifiés exécutent des travaux ouvriers, en vue notamment d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux dans le respect de l'hygiène hospitalière et de la sécurité.

Informations sur l'établissement

| | |
|------------|---|
| Nom : | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE |
| Ville : | 31000 Toulouse |
| Site Web : | https://www.chu-toulouse.fr |

Pour candidater

Date limite de candidature : 24-07-2026

Conditions de candidature :

Aucune condition de diplôme n'est exigée.

Pièces à fournir :

Une lettre de motivation indiquant le grade sur lequel le candidat postule comportant le nom de naissance, éventuellement le nom marital, le prénom et l'adresse complète du candidat.

Un curriculum vitae très détaillé (il peut comporter plusieurs pages) indiquant les diplômes **obtenus**, les formations suivies et les emplois occupés avec leur durée précise.

La copie de tous les diplômes obtenus.

La copie recto-verso de la **carte nationale d'identité ou du passeport**.

2 enveloppes affranchies au tarif en vigueur **comportant le nom et l'adresse personnelle du candidat**.

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

HOTEL-DIEU SAINT-JACQUES

Direction des Ressources Humaines - Service des Concours

Réf. : Accès échelle C1 - AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE

2 Rue Viguerie

TSA 80035

31059 TOULOUSE Cédex 9