

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Ingénieur hospitalier

Informations sur le concours

Publié le :	14-09-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	A
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	d.chapotot@ch-tonnerre.fr
Date du concours :	15-11-2026

Informations sur l'établissement

Nom : Centre Hospitalier du Tonnerrois
Ville : 89700 Tonnerre

Pour candidater

Date limite de candidature : 15-10-2026
Conditions de candidature :

Concours interne sur épreuves ouverts aux fonctionnaires et agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article L5 du CGFP, ainsi qu'à ceux de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux militaires, qui, à la date de clôture des inscriptions sont en position d'activité, de détachement ou de congé parental, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux candidats mentionnés à l'article L325-5 du CGFP qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de 4 années au moins de services publics effectifs.

Pièces à fournir :

Une demande d'admission à concourir

Un CV

La copie des diplômes

un relevé des services,

un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.

un rapport établi par le supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, par le directeur de l'établissement dans lequel le candidat est en fonction (composition libre),

Mail pour l'envoi des candidatures :

d.chapotot@ch-tonnerre.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Centre Hospitalier du Tonnerrois
Direction des ressources humaines
Chemin des Jumériaux
89700 TONNERRE