

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	03-09-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	4
Adresse d'envoi email des candidatures :	recrutement@ch-aubagne.fr
Date du concours :	06-11-2026

Informations sur l'établissement

Nom :	Centre Hospitalier Edmond Garcin
Ville :	13400 Aubagne
Site Web :	https://ch-aubagne.eu

Pour candidater

Date limite de candidature :	05-11-2026
Conditions de candidature :	

Peuvent faire acte de candidature, les personnes :

De nationalité française ou ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ;
Jouissant de ses droits civiques (le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions) ;
Se trouvant en position régulière au regard du code du service national ;

Pièces à fournir :

Le dossier d'inscription, établi en 1 exemplaire numérique lisible à envoyer par mail, est constitué des pièces suivantes :

Une demande d'admission à concourir type : formulaire d'inscription (*)
Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude, les formations suivies et les emplois occupés
Une photocopie de la carte de nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;

Un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national ;
Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).

* Le formulaire d'inscription est à télécharger sur intranet.

recrutement@ch-aubagne.fr

Mail pour l'envoi des candidatures :

recrutement@ch-aubagne.fr