

## Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

### Agent d'entretien qualifié (C1)

#### Informations sur le concours

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Publié le :                                    | 18-09-2026                           |
| Filière :                                      | Filière technique                    |
| Catégorie :                                    | C                                    |
| Type(s) de concours :                          | Sans concours                        |
| Voie(s) d'accès :                              | Interne, Externe                     |
| Nombre de postes offerts par l'établissement : | 3                                    |
| Adresse d'envoi email des candidatures :       | ressources.humaines@ehpadhautleon.fr |
| Date du concours :                             | 16-12-2026                           |
| A propos du poste :                            |                                      |

3 postes d'agents d'entretien qualifiés

#### Informations sur l'établissement

Nom : EHPAD DU HAUT LEON  
Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

#### Pour candidater

Date limite de candidature : 12-11-2026

Conditions de candidature :

Aucune condition de titres ou de diplômes n'est exigée.

Pièces à fournir :

Lettre de motivation ;  
CV détaillé ;  
Pièce d'identité.

Mail pour l'envoi des candidatures : ressources.humaines@ehpadhautleon.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :  
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines  
Ehpad du Haut Léon  
82 rue du Pont Neuf

