

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Technicien hospitalier

Informations sur le concours

Publié le :	25-09-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	rozenn.bergot@ehpadhautleon.fr
Date du concours :	16-12-2026
A propos du poste :	

1 poste spécialité « contrôle, gestion, installation et maintenance technique »

Informations sur l'établissement

Nom : EHPAD DU HAUT LEON
Ville : 29250 Saint-Pol-de-Léon

Pour candidater

Date limite de candidature : 12-11-2026

Conditions de candidature :

Etre titulaire d'un baccalauréat technologique ou d'un baccalauréat professionnel ou d'un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-professionnelle ou d'une qualification reconnue comme équivalente.

Pièces à fournir :

Lettre de motivation ;
CV détaillé ;
Diplômes ;
Pièce d'identité.

Mail pour l'envoi des candidatures : rozenn.bergot@ehpadhautleon.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
Ehpad du Haut Léon

82 rue du Pont Neuf

29250 SAINT-POL-DE-LEON