

### Agent d'entretien qualifié (C1)

#### Informations sur le concours

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Publié le :                                    | 25-09-2026              |
| Filière :                                      | Filière technique       |
| Catégorie :                                    | C                       |
| Type(s) de concours :                          | Sans concours           |
| Voie(s) d'accès :                              | Externe                 |
| Nombre de postes offerts par l'établissement : | 1                       |
| Adresse d'envoi email des candidatures :       | rh.formation@ch-albi.fr |
| Date du concours :                             | 16-12-2026              |
| A propos du poste :                            |                         |

Un recrutement sans concours est organisé par le Centre Hospitalier d'Albi. Il est destiné à pourvoir :

1 poste d'agent d'entretien qualifié pour le Centre Hospitalier d'Albi

Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée

Le dossier de candidature avec la mention « Concours 2026-AEQ-01 » doit contenir:

- Une lettre de motivation,
- Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Ce dossier est à envoyer, le cachet de la poste faisant foi, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent avis à :

Madame la Directrice des Ressources Humaines

Centre Hospitalier d'Albi

Service formation

22, boulevard Sibille

81013 – ALBI CEDEX 09

Toutes les candidatures rendues hors des délais impartis ne seront pas traitées.

La sélection des candidats s'opère en deux phases via une commission nommée par le Directeur.

La phase d'admissibilité : Consiste en une sélection des meilleurs dossiers de candidature. Seront notamment examinés le parcours, la motivation et les fonctions occupées.

La phase d'admission : Consiste en un oral d'une durée maximum de 15 min au cours duquel les candidats présenteront leur parcours et échangeront avec le jury.

Seront notamment examinés la connaissance du milieu hospitalier, la maîtrise de l'univers administratif ainsi que l'attachement au service public.

A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Les candidats sont nommés dans l'ordre de la liste. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.

## Informations sur l'établissement

Nom : CENTRE HOSPITALIER D ALBI

Ville : 81000 Albi

Site Web : <https://www.gh-tarn-nord.fr/>

## Pour candidater

Date limite de candidature : 26-11-2026

Conditions de candidature :

Un recrutement sans concours est organisé par le Centre Hospitalier d'Albi. Il est destiné à pourvoir :

1 poste d'agent d'entretien qualifié pour le Centre Hospitalier d'Albi

Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée

Pièces à fournir :

Le dossier de candidature avec la mention « Concours 2026-AEQ-01 » doit contenir:

- Une lettre de motivation,
- Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

Mail pour l'envoi des candidatures :

rh.formation@ch-albi.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

Le dossier de candidature avec la mention « Concours 2026-AEQ-01 » doit contenir:

Madame la Directrice des Ressources Humaines

Centre Hospitalier d'Albi

Service formation

22, boulevard Sibille

81013 – ALBI CEDEX 09

Toutes les candidatures rendues hors des délais impartis ne seront pas traitées.