

Agent d'entretien qualifié (C1)

Informations sur le concours

Publié le :	28-09-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Interne
Nombre de postes offerts par l'établissement :	2
Adresse d'envoi email des candidatures :	drh@ch-vitrylefrancois.fr
Date du concours :	02-12-2026

Informations sur l'établissement

Nom :	CENTRE HOSPITALIER DE VITRY LE FRANCOIS
Ville :	51300 Vitry-le-François
Site Web :	http://www.ch-vitrylefrancois.fr

Pour candidater

Date limite de candidature :	30-11-2026
Conditions de candidature :	

Aucune condition de titre ou de diplôme n'est exigée.

Pièces à fournir :

Lettre de motivation, CV détaillé indiquant le niveau d'étude et la durée des formations suivies et des emplois occupés, justificatifs des fonctions exercées antérieurement, justificatif de nationalité, casier judiciaire n°3 daté de moins de 3 mois, copie des diplômes, certificat médical délivré par un médecin agréé, état signalétique des services militaires.

Mail pour l'envoi des candidatures :	drh@ch-vitrylefrancois.fr
Adresse postale pour l'envoi des candidatures :	2 rue Charles Simon - CS 70413 - 51308 VITRY LE FRNACOIS CEDEX