

Aide-soignant et auxiliaire de puériculture

Informations sur le concours

Publié le :	12-10-2026
Filière :	Filière soins
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur titres
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	4
Adresse d'envoi email des candidatures :	accueil.palais@ehpad-palaisfeytiat.fr
Date du concours :	04-02-2027
A propos du poste :	

Au sein d'une structure de 140 résidents et d'une équipe pluridisciplinaire composée de 8 IDE, 40 AS, 9 ASH, une psychologue, une ergothérapeute, l'aide-soignant(e) effectue notamment:

Les missions générales :

- Contribuer à préserver l'autonomie, le confort et le bien-être du résident
- Veiller à la sécurité du résident
- Collaborer avec l'infirmier dans la mise en œuvre du plan de soins ainsi que du projet personnalisé du résident
- Veiller à mettre un climat de confiance avec le résident et son entourage en assurant un suivi des prestations de qualité
- Garantir le respect des règles d'hygiène dans toute action
- Encadrer les stagiaires
- Respecter et participer à la mise en œuvre du projet d'établissement et en particulier de sa composante le projet de soins

Et les Activités principales du sont poste :

- Accompagnement du résident et/ou de son entourage (séjour, retour au domicile, etc)
- Accueil des personnes (résidents, usagers, familles, etc.)
- Participe à l'accueil, à l'information et la formation des nouveaux personnels, des stagiaires et des professionnels de santé de leur service
- Aide l'infirmier à la réalisation des soins
- Sous délégation de l'IDE participe à la distribution des médicaments
- Prise en charge de résidents sous appareillages spécifiques (oxygénothérapie, sonde urinaire).
- Entretien de l'environnement immédiat du résident et réfection des lits
- Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité
- Observation de l'état de santé et du comportement relationnel et social du résident
- Observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux
- Observation et mesure des paramètres vitaux
- Réalisation de soins de confort et de bien-être
- Transmission de ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins
- Aide, surveillance et stimulation lors des repas et collations
- Accueil et accompagne l'ide d'astreinte IDE de nuit (à la réalisation des soins)
- Aide, surveillance et propose des collations nocturnes

Gestion des hospitalisations d'urgence
Gestion des décès
Collabore à la gestion des plannings sur ses horaires de travail de nuit (procédure d'absentéisme)

Informations sur l'établissement

Nom : EHPAD RESIDENCE PUY MARTIN
Ville : 87410 Le Palais-sur-Vienne
Site Web : <https://le-palais.ehpad-lepalais-feytiat.fr/>

Pour candidater

Date limite de candidature : 31-12-2026

Conditions de candidature :

Jouir de ses droits civiques

Être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Ne pas avoir de mentions portées au bulletin n°3 de son casier judiciaire incompatibles avec l'exercice de ces fonctions

N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction

Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ou de la journée d'appel de préparation à la défense

et pour se présenter, les candidats doivent être titulaires :

Soit du diplôme d'état d'aide-soignant (ainsi que du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'aide-soignant)

Pièces à fournir :

Les dossiers devront comprendre

Une lettre manuscrite de motivation

Un Curriculum Vitae détaillé

La copie de tous les diplômes détenus notamment le diplôme d'aide-soignant (DEAS)

La copie de la pièce d'identité ou du livret de famille

Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin 3)

Mail pour l'envoi des candidatures : accueil.palais@ehpad-palaisfeytiat.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : 1 Chemin du Mas - 87410 Le Palais sur Vienne