

Agent des services hospitaliers qualifiés - ASHQ

Informations sur le concours

Publié le :	12-10-2026
Filière :	Filière soins
Catégorie :	C
Type(s) de concours :	Sans concours
Voie(s) d'accès :	Externe
Nombre de postes offerts par l'établissement :	6
Adresse d'envoi email des candidatures :	accueil.palais@ehpad-palaisfeytiat.fr
Date du concours :	05-02-2027
A propos du poste :	

Au sein d'une structure de 140 résidents et d'une équipe pluridisciplinaire composée de 8 IDE, 40 AS, 9 ASH, une psychologue, une ergothérapeute, l'agent des services hospitaliers qualifié effectue notamment:

Les missions générales :

Contribuer à préserver l'autonomie, le confort et le bien-être du résident

Veiller à la sécurité du résident

Collaborer avec l'infirmier dans la mise en œuvre du plan de soins ainsi que du projet personnalisé du résident

Veiller à mettre un climat de confiance avec le résident et son entourage en assurant un suivi des prestations de qualité

Garantir le respect des règles d'hygiène dans toute action

Respecter et participer à la mise en œuvre du projet d'établissement et en particulier de sa composante le projet de soins

Et les Activités principales du sont poste :

Accompagnement du résident et/ou de son entourage (séjour, retour au domicile, etc)

Accueil des personnes (résidents, usagers, familles, etc.)

Participe à l'accueil, à l'information des nouveaux personnels ASHQ, et des professionnels de santé de leur service

Aide l'infirmier et l'aide-soignant à la réalisation des soins

Entretien de l'environnement immédiat du résident et réfection des lits

Entretien, nettoyage et rangement des matériels spécifiques à son domaine d'activité

Observation de l'état de santé et du comportement relationnel et social du résident

Observation du bon fonctionnement des appareillages et dispositifs médicaux

Réalisation de soins de confort et de bien-être

Transmission de ses observations par oral et par écrit pour maintenir la continuité des soins

Aide, surveillance et stimulation lors des repas et collations

Informations sur l'établissement

Nom : EHPAD RESIDENCE PUY MARTIN

Ville : 87410 Le Palais-sur-Vienne

Site Web : <https://le-palais.ehpad-lepalais-feytiat.fr/>

Pour candidater

Date limite de candidature : 31-12-2026

Conditions de candidature :

Jouir de ses droits civiques

Etre de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de la communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Ne pas avoir de mentions portées au bulletin n°3 de son casier judiciaire incompatibles avec l'exercice de ces fonctions

N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction

Se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ou de la journée d'appel de préparation à la défense

Pièces à fournir :

Le dossier devra contenir les pièces suivantes:

Une lettre manuscrite de motivation et de candidature (précisant entre autre le parcours, le niveau d'étude atteint et votre projet)

Un Curriculum Vitae détaillé

Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin 3)

Mail pour l'envoi des candidatures : accueil.palais@ehpad-palaisfeytiat.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures : 1 Chemin du Mas - 87410 LE PALAIS SUR VIENNE