

Portail des concours

Tous les concours de la fonction publique hospitalière

Technicien hospitalier de 2e classe - Technicien supérieur hospitalier

Informations sur le concours

Publié le :	12-10-2026
Filière :	Filière technique
Catégorie :	B
Type(s) de concours :	Sur épreuves
Voie(s) d'accès :	Examen professionnel - concours pour avancement de grade
Nombre de postes offerts par l'établissement :	1
Adresse d'envoi email des candidatures :	secretariat.drh@ch-saintgaudens.fr
Date du concours :	16-12-2026
A propos du poste :	

1 poste de TSH branche " Logistique et activités hôtelières "

Informations sur l'établissement

Nom :	CENTRE HOSPITALIER COMMINGES PYRENEES
Ville :	31800 Saint-Gaudens
Site Web :	http://www.ch-saintgaudens.fr/chcp17/index.php/fr/

Pour candidater

Date limite de candidature :	13-11-2026
Conditions de candidature :	

Etre fonctionnaire et avoir atteint au moins le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Pièces à fournir :

1. Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ;
2. Un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
3. Un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle du candidat dont les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté sont dûment remplies et accompagnées des pièces justificatives correspondant à cette expérience professionnelle et, le cas échéant, aux actions de formations suivies par le candidat.

Mail pour l'envoi des candidatures :

secretariat.drh@ch-saintgaudens.fr

Adresse postale pour l'envoi des candidatures :

CENTRE HOSPITALIER COMMINGES PYRENEES

Service DRH

351, avenue Simone Veil - BP 30183

31800 SAINT GAUDENS CEDEX